

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://foodfiltr.nt-rt.ru/> || mkh@nt-rt.ru

Тест на антибиотики в молоке BIOEASY 4in1 BSCT



Экспресс-тесты BIOEASY 4in1 BSCT подходят для сырого, стерилизованного, пастеризованного и сухого молока и молочной сыворотки (в том числе сухой).

96 определений в упаковке.

Время анализа: 10 минут.

Определяют:

- бета-лактамы;
- тетрациклины;
- стрептомицины;
- левомицетин (хлорамфеникол).

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Тест-наборы “BIOEASY” соответствуют требованиям:

- ТР ТС 021/2011.
- ТР ТС 033/2013.
- Решению Коллегии ЕЭК от 13 февраля 2018 г. №28.
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, утв. решением Комиссии ТС от 28 мая 2010г. №229.
- ГОСТ 32254-2013.
- ГОСТ 32219-2013.

Подтверждены международными валидациями ILVO (Бельгия), AOAC (США), ACTALIA (Франция), PIWet (Польша).

Одобрены и приняты Бельгийским Федеральным агентством по безопасности пищевой цепи, Министерством сырьевой промышленности Новой Зеландии, Агентством по обеспечению качества сельхозпродукции Министерства сельского хозяйства Эквадора для входного контроля молока.

РУП “Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелеского” разработал и утвердил методику обнаружения и валидационные отчеты на данные тест-системы.